

◇医療精密機器入替作業



作業責任者による作業前ミーティング実施①




作業責任者による作業前ミーティング②



搬入口前スロープ  
機械重量が1.6tもあるため、少しの傾斜も平らに。



内部 自動ドア養生  
機械幅ギリギリ



室内養生の状況



搬入室前の養生





既設機器の搬出



衝突に気を付けて ゆっくりと搬出



新製品運搬。



新医療機器一式



搬送治具付き



レッカーにて吊り上げ荷下ろし  
機械が風に煽られないよう、向きが変わらないよう、案内ロープ取付け

